

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Предмет закупівлі:	код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 33690000-3 Лікарські засоби різні (Витратні матеріали та реактиви для бактеріологічних досліджень), код ДК, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі 021:2015: 33696500-0 Лабораторні реактиви
Ідентифікатор закупівлі:	UA-2026-09-25-006139-a
Вид закупівлі:	Відкриті торги з особливостями
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі:	
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки України, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Адміністрацією Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області» з метою закупівлі лабораторних реагентів та визначення очікуваної вартості предмета закупівлі були направлені запити та отримано відповідні комерційні пропозиції: 1) комерційна пропозиція від ТОВ НВ «ЕКОМЕТ». 2) комерційна пропозиція від ФОП Шуліченко О.М. Розрахунок очікуваної вартості на лабораторні реактиви проводилося замовником самостійно шляхом розрахунку середньої ціни за наданими комерційними пропозиціями. Очікувана вартість предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 33690000-3 Лікарські засоби різні (Витратні матеріали та реактиви для бактеріологічних досліджень), код ДК, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі 021:2015: 33696500-0 Лабораторні реактиви становитиме 30 828,00 грн. з ПДВ.
Розмір бюджетного призначення:	Розмір бюджетного призначення за кошторисом визначено відповідно до розрахунку запланованих видатків на 2026 рік.
Початок проведення закупівлі:	Вересень 2026 року

Технічна специфікація:

№ з/п	Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі «або еквівалент»	Класифікатор медичних виробів НК 024:2023	Національна номенклатура медичних виробів НК 031:2024	Медико-технічні вимоги:	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5	6	7
1	Агар Кліглера з залізом, 250 г/пак	58619 - Агар Кліглера з залізом для Enterobacteriaceae, живильне середовище IVD (діагностика in	W01040101 - ЗНЕВОДНЕНІ ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА (DCM	Агар Кліглера з залізом має використовуватися для вивчення у грамнегативних бактерій кишкового походження, ферментування глюкози і лактози, а також має продукувати	пакування	2

		vitro)	БАКТЕРІОЛОГІЯ)	сірководень. Повинен дозволити відрізнити бактерії, що ферментують і не ферментують лактозу, <i>Salmonella typhi</i> від інших сальмонел, а також <i>Salmonella paratyphi A</i> від <i>Salmonella schottmuelleri</i> і <i>Salmonella enteritidis</i> . Зовнішній вигляд готового середовища - прозорий гель червоного кольору, з легкою опалесценцією (250 г/пак)		
2	Агар Ендо, 250 г/пак	61627 - Агар для Enterobacteriaceae, живильне середовище IVD (діагностика in vitro)	W01040101 - ЗНЕВОДНЕНІ ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА (DCM - БАКТЕРІОЛОГІЯ)	Агар Ендо має використовуватися для виділення та диференціації грамнегативних мікроорганізмів кишкової групи. Повинен дозволити диференціювати мікроорганізми за їх здатністю до ферментації лактози. Зовнішній вигляд готового середовища - гель помаранчево-рожевого або рожевого кольору, з легкою опалесценцією, може містити слабкий преципітат (250 г/пак)	паковання	2
3	Вісмут-сульфіт агар, 250 г/пак	58545 - Агар із сульфідом вісмуту для <i>Salmonella</i> spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro)	W01040101 - ЗНЕВОДНЕНІ ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА (DCM - БАКТЕРІОЛОГІЯ)	Вісмут-сульфіт агар має використовуватися для селективного виділення і попередньої ідентифікації <i>Salmonella typhi</i> та інших сальмонел з патологічного матеріалу, стічних вод, харчових продуктів, води та іншого досліджуваного матеріалу. Зовнішній вигляд готового середовища - гель зеленувато-жовтого кольору з пластинчастим преципітатом, з легкою опалесценцією (250 г/пак)	паковання	1
4	Бактоагар Плоскірева, 250 г/пак	58662 - Агар для <i>Salmonella/Shigella</i> spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro)	W01040101 - ЗНЕВОДНЕНІ ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА (DCM - БАКТЕРІОЛОГІЯ)	Бактоагар Плоскірева має використовуватися для видалення патогенної мікрофлори, а саме сальмонел та шигел. Зовнішній вигляд готового середовища - прозорий гель рожево-жовтуватого кольору (250 г/пак)	паковання	1
5	Поживний агар, 250 г/пак	58649 - Поживний агар, живильне середовище IVD (діагностика in vitro)	W01040101 - ЗНЕВОДНЕНІ ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА (DCM - БАКТЕРІОЛОГІЯ)	Поживний агар має використовуватися для вирощування невибагливих мікроорганізмів. Повинен бути основним середовищем для посівів мікроорганізмів, для перевірки чистоти культур перед біохімічним аналізом і серотипуванням. Має також використовуватися для культивування і підрахунку невибагливих мікроорганізмів. Зовнішній вигляд готового середовища - прозорий гель світло-бурштинового кольору, з легкою опалесценцією (250 г/пак)	паковання	1
6	Ентерокок агар, 250 г/уп	58606 - Агар для Streptococcus групи B, живильне середовище IVD (діагностика in vitro), базове	W01040101 - ЗНЕВОДНЕНІ ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА (DCM - БАКТЕРІОЛОГІЯ)	Ентерокок агар має використовуватися для селективного виділення ентерококів з клінічного матеріалу (фекальних мас, сечі, мокротиння та ін.), води, харчових продуктів та об'єктів. Повинен дозволити селективно виділити ентерококи і ідентифікувати редукцію трифенілтетразолію хлористого. Зовнішній вигляд готового середовища - прозорий гель світло-рожевого кольору (250 г/пак)	паковання	1
7	Магнієве середовище (Раппапорта-Васіліадіса), 250 г/пак	61627 - Агар для Enterobacteriaceae, живильне середовище IVD (діагностика in vitro)	W01040101 - ЗНЕВОДНЕНІ ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА (DCM - БАКТЕРІОЛОГІЯ)	Магнієве середовище (Раппапорта-Васіліадіса) має використовуватися для накопичення сальмонел завдяки їх здатності розвиватись у присутності магнію хлористого у відносно високих концентраціях. Зовнішній вигляд готового середовища - прозоре середовище від синьо-зеленого до синього кольору (250 г/пак)	паковання	1
8	Сальмонельозна полівалентна О-сироватка основних груп ABCDE (суха), 1 мл	51513 - Множинні види <i>Salmonella</i> , антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	W0104080301 - СЕРОЛОГІЧНЕ ТИПУВАННЯ (E. COLI, САЛЬМОНЕЛА, ШИГЕЛА ТОЩО)	Сироватка діагностична сальмонельозна адсорбована для реакції аглютинації основних груп ABCDE має бути призначена для ідентифікації за допомогою реакції аглютинації на предметному склі бактерій роду <i>Salmonella</i> , виділених з біологічного матеріалу людини. Сальмонельозна полівалентна О-сироватка основних груп (A, B, C, D, E) повинна	флак-он	1

				складатися з сухої імунної адсорбованої сироватки крові кролика або барана, що містить О-аглютиніни проти антигенів 1; 2; 3,4; 5; 6.1; 6.2; 7; 8; 9; 10; 12, Vi; інактивованої і бути аморфною маслом білого або кремового кольору (1 мл/фл)		
9	Сироватка діагностична сальмонельозна Н: g,m для інверсії фази, 1 мл	51513 - Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	W0104080301 - СЕРОЛОГІЧНЕ ТИПУВАННЯ (E. COLI, САЛЬМОНЕЛА, ШИГЕЛА ТОЦО)	Сироватка діагностична сальмонельозна має бути призначена для серологічної ідентифікації бактерій роду Salmonella з досліджуваного матеріалу на основі методу аглютинації на предметному склі. Для повної ідентифікації бактерій роду Salmonella необхідне виділення чистої культури, відповідність біохімічних ознак та серотипування. Склад: поліклональні антитіла, отримані шляхом імунізації кроликів стандартними штамами. Для високої специфічності неспецифічні аглютиніни були видалені шляхом абсорбції. Консервант: 0,1% азид натрію. Визначення Н-антигену. Термін придатності - не менше 2 років	флак он	1
10	Сироватка діагностична сальмонельозна Н: 1,5 для інверсії фази, 1 мл	51513 - Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	W0104080301 - СЕРОЛОГІЧНЕ ТИПУВАННЯ (E. COLI, САЛЬМОНЕЛА, ШИГЕЛА ТОЦО)	Сироватка діагностична сальмонельозна має бути призначена для серологічної ідентифікації бактерій роду Salmonella з досліджуваного матеріалу на основі методу аглютинації на предметному склі. Для повної ідентифікації бактерій роду Salmonella необхідне виділення чистої культури, відповідність біохімічних ознак та серотипування. Склад: поліклональні антитіла, отримані шляхом імунізації кроликів стандартними штамами. Для високої специфічності неспецифічні аглютиніни були видалені шляхом абсорбції. Консервант: 0,1% азид натрію. Визначення Н-антигену. Термін придатності - не менше 2 років	флак он	1
11	Сироватка діагностична сальмонельозна Н: e,n,x для інверсії фази, 1 мл	51513 - Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	W0104080301 - СЕРОЛОГІЧНЕ ТИПУВАННЯ (E. COLI, САЛЬМОНЕЛА, ШИГЕЛА ТОЦО)	Сироватка діагностична сальмонельозна має бути призначена для серологічної ідентифікації бактерій роду Salmonella з досліджуваного матеріалу на основі методу аглютинації на предметному склі. Для повної ідентифікації бактерій роду Salmonella необхідне виділення чистої культури, відповідність біохімічних ознак та серотипування. Склад: поліклональні антитіла, отримані шляхом імунізації кроликів стандартними штамами. Для високої специфічності неспецифічні аглютиніни були видалені шляхом абсорбції. Консервант: 0,1% азид натрію. Визначення Н-антигену. Термін придатності - не менше 2 років	флак он	1
12	Сироватка діагностична сальмонельозна О: 12, 1 мл	51513 - Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	W0104080301 - СЕРОЛОГІЧНЕ ТИПУВАННЯ (E. COLI, САЛЬМОНЕЛА, ШИГЕЛА ТОЦО)	Сироватка діагностична сальмонельозна має бути призначена для серологічної ідентифікації бактерій роду Salmonella з досліджуваного матеріалу на основі методу аглютинації на предметному склі. Для повної ідентифікації бактерій роду Salmonella необхідне виділення чистої культури, відповідність біохімічних ознак та серотипування. Склад: поліклональні антитіла, отримані шляхом імунізації кроликів стандартними штамами. Для високої специфічності неспецифічні аглютиніни були видалені шляхом абсорбції. Консервант: 0,1% азид натрію. Визначення О-антигену. Термін придатності - не менше 2 років	флак он	1

13	Індол тест-смушки, 50 шт/пак	43714 - Використання триптофану/мікробіологічний реагент для виявлення індолу, IVD (діагностика in vitro)	W02039085 - РІЗНІ МІКРОБІОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	Індол тест-смушки мають бути призначені для визначення індолпозитивних мікроорганізмів. Тест смужки повинні бути просочені реактивом Ковача. Термін придатності - не менше 2 років (50 шт/пак)	пакування	1
----	------------------------------	---	--	--	-----------	---