

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОВМЕД УКРАЇНА»

☎ (044) 344-52-01 ✉ tovmedukr@ukr.net
02068, м. Київ, вул. Михайла Драгоманова, 31Б

ЄДРПОУ 42050738, ІПН 420507326519

IBAN: UA11300614000026006500309708 в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Товмед Україна», в особі Директора Якунькіна Сергія Сергійовича, висловлює Вам свою повагу та пропонує до уваги набори швидких тестів для діагностики антигену коронавірусу SARS-CoV-2, виробництва компанії SD BIOSENSOR, INC. (Південна Корея) **STANDARD i-Q COVID-19 Ag Home test**

STANDARD Q
COVID-19 Ag



Тест STANDARD i-Q COVID-19 Ag Home Test для визначення антигену

- це швидкий хроматографічний імунологічний аналіз для якісного виявлення специфічних структурних антигенів SARS-CoV-2 в назофарингеальному або назальному мазках.

Швидкі тести для визначення антигену корона вірусу, виробництва компанії SD BIOSENSOR, INC. були першими в світі визнані Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я та внесені до Списку BOOЗ для екстреного використання для діагностики in vitro з виявлення SARS-CoV-2

Тести STANDARD i-Q COVID-19 Ag Home Test:

- ✓ Зареєстровані в Україні згідно з чинного законодавства
- ✓ Мають декларацію про відповідність медичних виробів вимогам технічного регламенту
- ✓ Внесені до Реєстру осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг
- ✓ Верифіковані лабораторією Центру громадського здоров'я або обласним лабораторним центром МОЗ України
- ✓ Відповідають медико-технічні вимогам згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17.11.2020 № 2665
- ✓ Призначені як для професійного використання так і для самоконтролю.
- ✓ Прості у використанні та передбачають мінімальну кількість операцій.

Тип зразку

- Назофарингеальний мазок або назальний мазок

Переваги тесту на антиген

- **Ефективність:** процедура тестування вимагає мінімальної підготовки та не потребує ніякого обладнання для тестування.
- **Надійність:** Він може забезпечити чіткий результат протягом 15-30 хвилин та має вбудований контроль процедури.
- **Місце проведення:** може забезпечити швидкі результати при скринінгових дослідженнях

Плюси



Підходить для тестування біля пацієнта



Просте використання



Швидкі результати протягом 15 хвилин



Кімнатна температура зберігання



Реагенти готові до використання




Проста процедура тестування без додаткового розкапування

Характеристики

Клінічні значення

Чутливість - 94.94% (75/79), (95% CI: 87.54% - 98.60%)
Специфічність - 100% (217/217), (95% CI: 98.31% - 100%)

Інтерпретація отриманих результатів






Процедура

НАЗАЛЬНИЙ МАЗОК

Забір зразку з носових пазух пацієнта

Змішування зразку з екстракційним буфером

Тестування зразку та отримання результату протягом 15-30 хвилин






НАЗОФАРИНГЕАЛЬНИЙ МАЗОК

Забір зразку з носових пазух пацієнта

Змішування зразку з екстракційним буфером

Тестування зразку та отримання результату протягом 15-30 хвилин



Вартість швидких тестів STANDARD i-Q COVID-19 Ag Home Test становить:

- Набір тестів STANDARD i-Q COVID-19 Ag Test для визначення антигену коронавірусу 25 шт. – 6 250 грн/упаковка

