

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Предмет закупівлі:	
Ідентифікатор закупівлі:	UA-2025-12-02-020717-a
Вид закупівлі:	Відкриті торги з особливостями
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі:	Наведено нижче.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:	Розрахунок очікуваної вартості здійснювався з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки України, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (зі змінами). Уповноваженою особою було надіслано листи запити на отримання комерційної пропозиції щодо цін на зазначені товари. Отримано комерційні пропозиції від: 1) комерційна пропозиція ФОП Смоліна Валентина Володимирівна. 2) комерційна пропозиція ФОП Рижков Олександр Вікторович. 3) комерційна пропозиція ФОП Городинська Любов Миколаївна. Очікувана вартість товарів за кодом ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали (Стоматологічні матеріали), код ДК 021:2015, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі: 33141800-8 Стоматологічні матеріали, становитиме 32 290,00 грн.
Розмір бюджетного призначення:	Розмір бюджетного призначення за кошторисом визначено відповідно до розрахунку запланованих видатків на 2025 рік.
Початок проведення закупівлі:	Грудень 2025 року

Технічні характеристики предмета закупівлі:

1	Харизма Класік шприц, 4 г, колір АЗ (або еквівалент)	35870 – Дентальн а композитн а смола	Харизма Класік шприц, 4 г, колір АЗ. Рентгеноконтрастний світлотверднучий реставраційний матеріал для пломбування порожнин I-V класів по Блеку. Склад: Матриця: основа Bis-GMA. Наповненість 61% наповнювач Microglass® (Microglass II®). Барій алюмофтористове скло і преполімеризований наповнювач без вмісту діоксиду кремнію. Діапазон дисперсності частинок наповнювача: Ø 0,005 - 10µm. Рентгеноконтрастність: 253% Al	штука	10
---	--	--------------------------------------	--	-------	----

2	Харизма Класік шприц, 4 г, колір А2 (або еквівалент)	35870 – Дентальн а композитн а смола	Харизма Класік шприц, 4 г, колір А2. Рентгеноконтрастний світлотверднучий реставраційний матеріал для пломбування порожнин I-V класів по Блеку. Склад: Матриця: основа Bis-GMA. Наповненість 61% наповнювач Microglass® (Microglass II®). Барій алюмофтористове скло і преполімеризований наповнювач без вмісту діоксиду кремнію. Діапазон дисперсності частинок наповнювача: Ø 0,005 - 10µm. Рентгеноконтрастність: 253% Al	штука	10
3	Харизма Класік шприц, 4 г, колір А2 (або еквівалент)	35870 – Дентальн а композитн а смола	Харизма Класік шприц, 4 г, колір А1. Рентгеноконтрастний світлотверднучий реставраційний матеріал для пломбування порожнин I-V класів по Блеку. Склад: Матриця: основа Bis-GMA. Наповненість 61% наповнювач Microglass® (Microglass II®). Барій алюмофтористове скло і преполімеризований наповнювач без вмісту діоксиду кремнію. Діапазон дисперсності частинок наповнювача: Ø 0,005 - 10µm. Рентгеноконтрастність: 253% Al	штука	10
4	Нанонаповнений адгезив V покоління, 4 мл (або еквівалент)	62390 – Розчин адгезивни й для фіксації керамічно ї зубної вкладки	Gluma 5 Bond (Глума 5 Бонд) однокомпонентний світлотверднучий адгезив 5-го покоління універсальна нанонаповнена адгезивна система 5-ого покоління для використання при техніці тотального протравлювання. Упаковка: 1 флакон 4 мл.	штука	4

5	Паста для девіталізації, 3 г (або еквівалент)	36095 – Матеріал пломбувальний ендодонтичний	Девілат (Devilat) - паста для девіталізації. Devilat без миш'яку являє собою готову до застосування пасту, призначену для швидкої та безболісної девіталізації пульпи перед повним або частковим її видаленням, лікування залишкового кореневого пульпіту і пульпіту постійних зубів, додаткового засобу для девіталізації при повторній процедурі після застосування паст, що містять миш'як. Склад паст: 48 % параформальдегід 37 % лідокаїну гідрохлорид 1 % камфора, гліцерин, силікатний наповнювач до 100%. Призначення: -Швидка та безболісна девіталізація пульпи перед повним або частковим її видаленням. -Лікування залишкового кореневого пульпіту і пульпіту постійних зубів. -Додатковий засіб для девіталізації при повторній процедурі після застосування паст, що містять миш'як. Властивості: Матеріал стоматологічний без миш'яку являє собою готову до застосування пасту білого кольору, яка містить: -параформальдегід - антисептик, коагулюючий білки, забезпечуючи девіталізацію пульпової тканини, -лідокаїну гідрохлорид - локально анестезуючий засіб, який знижує ймовірність виникнення хворобливих реакцій при девіталізації пульпи, -камфору - яка має протимікробну, знеболювальну та протизапальну дію. Форма випуску: 3 г паст	штука	3
6	Рідина для антисептичної обробки корневих каналів, 10 мл (або еквівалент)	45500 - Розчин для промивання корневих каналів	«Крезолат» 10 мл Застосовується для антисептичної обробки корневих каналів та каріозних порожнин перед пломбуванням, представляє собою рідину, яка легко проникає в канали, виготовлений на основі антисептиків, має виражені бактерицидні властивості по відношенню до всіх видів грибів, та забезпечує виражену протизапальну та протиалергічну дію. Форма випуску: пакування 10 г	штука	1

7	Цемент пломбувальний склополіалкенатний Форма випуску: пакування порошок – 20г, рідина – 15г, кондиціонер – 5г, лак покривний – 5г (або еквівалент)	16704 – Стоматол огічний склойном ерний цемент	Іонолат – цемент пломбувальний склополіалкенатний. Призначений до застосування в терапевтичній стоматології для: пломбування молочних зубів (каріозні порожнини всіх класів); пломбування каріозних порожнин I та II класів постійних зубів, включаючи запечатування фісур; лікування некаріозних уражень твердих тканин (клиновидні дефекти, ерозія емалі); тимчасового пломбування при тривалому лікуванні; нарощування культі зуба та відновлення зруйнованої структури зуба під коронку Властивості: Цемент складається з порошку та рідини, що містить поліакрилову кислоту. Для очищення поверхні від забруднень та забезпечення адгезії використовується кондиціонер. Робочий час цементу при змішуванні 1 мірника порошку з 1 краплею рідини складає 1,5-2 хвилини при кімнатній температурі. Тривалість твердіння цементу в ротовій порожнині складає 4-5 хвилин. має задовільну адгезію до дентину та емалі. Завдяки тривалому виділенню іонів фтору забезпечується високий протикарієсний ефект. Цемент рентгеноконтрастний. Форми випуску 20 г порошку 15 г рідини 5 г кондиціонеру 5 г лака покривного мірник блокнот для замішування.	пакування	2
8	Компонент для приготування тимчасових ендодонтичних паст, 10 г (або еквівалент)	36095 – Матеріал пломбува льний ендодонти чний	Йодотемп – 100 -Застосовується для лікування кореневих каналів зубів як компонент деяких паст, що застосовуються для заповнення каналів, має тривалу бактерицидну дію і слабку знеболювальну дію, а також зупиняє капілярну кровотечу, при виведенні за апекс не подразнює навколоверхівкових тканин. у контакті з тканиною, а особливо із сироватковим або гнійним ексудатом, піддається поступовому розкладанню, виділяючи вільний йод. Форма випуску: пакування 10г порошку у флакони.	штука	1

9	Склоіономерний рентгеноконтрастний пломбувальний матеріал, 15 г порошку, 10 г (8мл) рідини (або еквівалент)	16704 – Стоматол огічний склойномерний цемент	Склоіономерний цемент BaGIC II (Бейджик 2) Самозатверджуючий склоіономерний пломбувальний матеріал, який виділяє фтор. Він демонструє високу міцність, достатню зносостійкість і довговічність. Матеріал має чудову міцність зчеплення з зубом, що призводить до чудової адаптації краю, він також мало подразнює тканини і має чудову біосумісність. Переваги: Відмінна біосумісність Рентгено-контрастність Низька кислотна ерозія Низька розчинність Теплове розширення Ідеальна керованість і зручна упаковка. Показання до застосування: Пломбування молочних зубів Нарощування культі під коронку Реставрації III і V класу зубів, обмежене пломбування порожнин I класу. Упаковка: 15г порошку, 10 г рідини.	пакованная	1
10	Губка гемостатична хірургічна уп./24 шт. (або еквівалент)	59235 – Губка гемостатична компресійна для зовнішнього застосування	Кутанпласт Гемостатична губка (CUTANPLAST Dental) 24шт. Гемостатична губка CUTANPLAST Dental - це місцевий кровоспинний засіб для використання після видалення зубів та невеликих хірургічних втручань. Поставляється у вигляді стерильної губки, що розсмоктується, з желатину розміром 10 x 10 x 10 мм. Кутанпласт - це невеликий кубик стерильної кровоспинної губки зі свинячого/кінського желатину. Переваги та особливості CUTANPLAST Dental: желатин, що відмінно розсмоктується, використовується для поліпшення гемостазу після видалення зубів і невеликих хірургічних втручань; кожна губка індивідуально упакована у стерильний блістер, який розфасований у коробки по 24 шт.; підходить для лікарняної стоматологічної хірургії, а також для амбулаторного використання у приватних та громадських установах; пориста поверхня желатину спричиняє швидке руйнування кров'яних бляшок з подальшою активацією ферментативного каскаду, що призводить до природної коагуляції. Упаковка: гемостатична губка 24 шт.	пакованная	3