


## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «МЕДДІВ», в особі директора Вітковського Д.М., висловлює Вам свою повагу та пропонує до уваги набори швидких тестів для діагностики антигену коронавірусу SARS-CoV-2, виробництва компанії SD BIOSENSOR, INC. (Південна Корея) STANDARD i-Q COVID-19 Ag Home Test



Тест STANDARD i-Q COVID-19 Ag Home Test для визначення антигену



- це швидкий хроматографічний імунологічний аналіз для якісного виявлення специфічних структурних антигенів SARS-CoV-2 в назофарингеальному або назальному мазках.

Швидкі тести для визначення антигену корона вірусу, виробництва компанії SD BIOSENSOR, INC. були першими в світі визнані Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я та внесені до Списку ВООЗ для екстреного використання для діагностики *in vitro* з виявлення SARS-CoV-2



World Health Organization

### Тести STANDARD i-Q COVID-19 Ag Home Test:

- ✓ Зареєстровані в Україні згідно з чинного законодавства
- ✓ Мають декларацію про відповідність медичних виробів вимогам технічного регламенту
- ✓ Внесені до Реєстру осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантується, та медичних виробів для діагностики *in vitro* в обіг
- ✓ Верифіковані лабораторією Центру громадського здоров'я або обласним лабораторним центром МОЗ України
- ✓ Відповідають медико-технічні вимогам згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17.11.2020 № 2665
- ✓ Призначенні як для професійного використання так і для самоконтролю.
- ✓ Прості у використанні та передбачають мінімальну кількість операцій.

### Тип зразку

- Назофарингеальний мазок або назальний мазок

### Переваги тесту на антиген

- **Ефективність:** процедура тестування вимагає мінімальної підготовки та не потребує ніякого обладнання для тестування.
- **Надійність:** Він може забезпечити чіткий результат протягом 15-30 хвилин та має вбудований контроль процедури.
- **Місце проведення:** може забезпечити швидкі результати при скринінгових дослідженнях

### Плюси

	Підходить для тестування біля пацієнта		Кімнатна температура зберігання
	Просте використання		Реагенти готові до використання
	Швидкі результати протягом 15 хвилин		Проста процедура тестування без додаткового розкапування


## Характеристики

### Клінічні значення

Чутливість - 94,94% (75/79), (95% CI: 87,54% - 98,60%).

Специфічність – 100% (217/217), (95% CI: 98,31% - 100%).


### Інтерпретація отриманих результатів




### Процедура

#### НАЗАЛЬНИЙ МАЗОК


Забір зразку з носових пазух пацієнта



Змішування зразку  
З екстракційним буфером




Тестування зразку та  
Отримання результату протягом 15-30  
хвилин




Read in  
15 mins

#### НАЗОФАРИНГЕАЛЬНИЙ МАЗОК


Забір зразку з носових пазух пацієнта



Змішування зразку  
З екстракційним буфером



Тестування зразку та  
Отримання результату протягом 15-30  
хвилин



Read in  
15 mins

Вартість швидких тестів STANDARD i-Q COVID-19 Ag Home Test становить:

- Набір тестів STANDARD i-Q COVID-19 Ag Test для визначення антигену коронавірусу 25 шт. – 3 625 грн/упаковка при умові закупівлі від 1 до 100 упаковок
- Набір тестів STANDARD i-Q COVID-19 Ag Test для визначення антигену коронавірусу 25 шт. – 3 500 грн/упаковка при умові закупівлі від 101 до 250 упаковок
- Набір тестів STANDARD i-Q COVID-19 Ag Test для визначення антигену коронавірусу 25 шт. – 3 375 грн/упаковка при умові закупівлі від 251 до 500 упаковок
- Набір тестів STANDARD i-Q COVID-19 Ag Test для визначення антигену коронавірусу 25 шт. – 3 250 грн/упаковка при умові закупівлі від 1000 упаковок