

Найменування

Бренд

Країна виробник



Автоматичний біохімічний аналізатор BA 200

Biosystems S.A.

Іспанія

BA 200

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Пропускна спроможність: 200 тестів/год або 300 тестів включаючи ISE для K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻ , Li ⁺ (опційно) | <input checked="" type="checkbox"/> Технологія джерела світла на основі LED світлодіодів: запатентована довговічна та енергоекономічна |
| <input checked="" type="checkbox"/> Вбудовані довжини хвиль: 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 нм | <input checked="" type="checkbox"/> Мінімальний об'єм реакційної суміші від 180 мкл: зменшення витрат на реагенти |
| <input checked="" type="checkbox"/> Програмований об'єм: зразок 2-40 мкл, крок 0,1 мкл, реагент R1: 90-300 та R2: 10-100 мкл, | <input checked="" type="checkbox"/> Реакційний ротор на 120 кювет з підтримкою температури 37°C: забезпечує стабільне проходження реакції |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ротор на 88 позицій: для реагентів, зразків, стандартів або контролів | <input checked="" type="checkbox"/> Зчитувач штрих-кодів: для зразків та реагентів |
| <input checked="" type="checkbox"/> Зберігання реагентів безпосередньо в аналізаторі: автономне охолодження до 6-11°C | <input checked="" type="checkbox"/> Потужна миюча станція на 7 голок: дозволяє багаторазово використовувати реакційні кювети |
| <input checked="" type="checkbox"/> Підключення до системи LIS: оптимізує процес передачі та обміну інформації про пацієнтів | <input checked="" type="checkbox"/> Рідинно-турбулентне перемішування: унеможливлює контамінацію між зразками |



Ви отримаєте:

Гарантію 12 місяців

Сертифіковану сервісну підтримку

Безкоштовну інсталяцію та навчання роботі на обладнанні

1

2

3

Медітрайм

Найменування

BA 200



Опис

Аналізатор настільного типу з відкритою реагентною системою з реальною пропускною спроможністю 200 тестів/год з будь-якою комбінацією методів і параметрів (або до 300 тестів/год, включаючи 4-канальний варіант ISE), автоматичною мийкою, штрих-код ідентифікатором і можливістю підключення ISE.

• Комплектація

Ноутбук

Стартовий набір реагентів

Блок безперебійного живлення

3-канальний ISE

4-канальний ISE

Для програмування та управління аналізатору, оснащений необхідним програмним забезпеченням

Містить необхідний для запуску аналізатора набір найпопулярніших реагентів

Забезпечує безперебійну та надійну роботу обладнання

3-канальний ISE модуль для визначення йонів K+, Na+, Cl-,

4-канальний ISE модуль для визначення йонів K+, Na+, Cl-, Li+

Всього з ПДВ, грн 1 645 680,00

Умови поставки: 100% попередня оплата

Термін поставки: Протягом 60 днів

вул. Василя Яна, буд. 3/5
Київ, Україна, 01033

m